

アルミ製だから丈夫！

# つらくて大変な立ち上がりを楽にする！

三段階高さ調節



おきらく♪  
**置楽**

## 立ち上がり手すり木目調

居間や  
ベッドなら  
両手で




玄関など  
段差があれば  
片手で



イスからの  
立ち上がり  
にも



約1.8kg  
軽量で持ち  
運びOK!



貸与 TAISコード：01072-000022

- 【サイズ(約)】 幅:51cm×奥行:38cm
- 【手すり部高さ】 34cm(1段目)・56cm(2段目)  
78・80.5・83cm(3段目)
- 【重量(約)】 1.8kg
- 【耐荷重(約)】 100kg
- 【材質】 本体:アルミ、クッション:EVA樹脂
- 【原産国】 日本

## コンパクトな座敷用も便利！



- 【サイズ(約)】 幅:52cm×奥行:37.5cm  
高さ34cm
- 【重量(約)】 850g
- 【耐荷重(約)】 100kg
- 【材質】 本体:アルミ  
クッション:EVA樹脂
- 【原産国】 日本

おきらく♪  
**置楽**

## 立ち上がり手すりトイレ用



壁面との固定アジャスターは、ストッパーのボルトで固定でき、安定感があり安心。

- 【サイズ(約)】 幅:55.5×奥行28~34×高さ61~64cm
- 【重量(約)】 2.5kg
- 【耐荷重(約)】 80kg
- 【材質】 フレーム部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、  
手すり部:MDF[繊維板](ラッカー塗装)
- 【原産国】 台湾

【販売元】  
〒277-0023  
千葉県柏市中央2丁目9番16号  
ユニットrend株式会社  
TEL:04-7167-0501  
URL:http://www.unitrend.co.jp