

UNITREND

ユニトイレ・ミニアルファ
UNI TOILET mini α


折りたたみ式

どこでも トイレ



災害時用マンホール対応トイレ
としても使用できます
(ガイド、調整プレート別売)

介助者の脚を入れやすいスペース




和式便器の上に設置できるので
和式トイレの個室が使えます

製品仕様


寸法 幅 480mm 奥行 430mm 座面高 395mm
品番 TM-025
重量 約 2.9kg
材質 フレーム：アルミニウム
便座、便座蓋：ポリプロピレン
付属 携帯バッグ、ユニパック 5 枚
参考価格 13,000 円（税別）

濡れても錆びない！

脚を開きながらくると回せば
トイレに早変わり！



パチン！



ユニトレンド株式会社

〒277-0023 千葉県柏市中央 2-9-16 TEL 04-7167-0501 / FAX 04-7167-0504

2018年1月現在の情報です。予告なく仕様が変更される場合がありますのでご了承ください。