

UNI-TOILET

ユニトイレ・安心



ユニトイレ・安心はアルミニウム製で、いつでも・どこでも・だれにでも簡単に設置ができます。肘掛け、背もたれ付きで5段階の高さ調節も可能です。どなたでも安心してご使用いただける、介護、防災用ポータブルトイレです。



組立てに工具は一切必要ありません

ポータブルトイレ用吸水パック「ユニパック」(別売)と併せてご利用ください。
※ユニパック1枚で成人1日分(約1,500cc)の吸水が可能です。



介護用として

付属のポリバケツをご使用になると、ユニパックなしでも快適にご使用いただけます。

■仕様 ・寸法

使用時	幅	530mm
	奥行	440mm
	座面高さ	400~500mm (5段階調節可能)

折りたたみ時

幅	530mm
奥行	780mm
高さ(厚さ)	180mm

・重量	約4Kg(アルミニウム製)
・付属品	網バケツ、ポリバケツ、ユニパック
・耐荷重	約150Kg
・材質	便座、便座蓋:ポリプロピレン



災害時には、マンホールガイド(別売)を取付けて、マンホールトイレとしてもご使用いただけます。



屋外では別売のユニテントDXと併せてご使用ください。



姉妹品(ユニトイレシリーズ)設置、折たたみがワンタッチ式の**[ユニトイレ・ミニ]**もご利用ください。

■ご使用上の注意

- ・組立て(折たたみ)の際、指等を挟まないよう注意してください。
- ・ご使用後のユニパックは付属のヒモでしっかり結んで紙おむつと同様にお住まいの地域のルールに従ってください。



ユニットrend株式会社
UNITREND CORPORATION
 04-7167-0501
 千葉県柏市中央2-9-16
<http://www.unitrend.co.jp>