



# 回転バスボード BBK-001

希望小売価格 ¥25,800 (税別)




座面のレバーを押すと回転でき、レバーから手を離すと90度毎にストッパーで固定されます。

実用新案 登録第3153808号



横から見た図






下から見た図

浴槽の外側に段差がある場合


浴槽の内側が傾斜している場合

浴槽内側の湾曲部に設置する場合



## セット内容

- 本体 1
- 握り手(長) 1
- 握り手(短) 1
- 握り手受けネジ 4
- 握り手差し込み穴フタ 2



サイズ:幅500mm 奥行320mm 高さ300mm

重量:約5.5kg

材質:プラスチック、ステンレス、鉄

耐荷重:120kg

TAISコード:01072-000005

