

べんりシャワー ペットボトル用

べんりシャワー（ペットボトル用）は、洗浄ノズル部分を市販のペットボトル（28mm口径）に取り付けられる携帯式おしり洗浄器です。約125mlから500mlのペットボトルに取り付けてご使用できます。

先端のノズルをペットボトルに取り付け逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。ボトルの握り具合により水流・水量が調整できます。

電源をまったく必要とせず、シンプルな構造のため、故障ありません。いつでも、どこでも長くお使い頂けます。



使用例：

- 外出先や旅行先で、
- 痔の方や入浴できない時に、
- 赤ちゃんのおムツ交換時に、
- 女性用携帯ピデとして、
- 介護時の洗浄用具として、
- ペットのボディ・おしり洗浄にも、

材質：ABS樹脂
サイズ：高さ105mm

約125mlから500mlのペットボトルに取り付けてご使用できます。（炭酸飲料のペットボトルの方がやわらかく、使いやすいです。）
* 輸入物のペットボトルには合わない場合もございます。

* 注意点

弊社では、水漏れによる損害につきましては、一切受けかねますので、予めご了承ください。
ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みになってからご使用ください。

ボトル付もあります



販売元

ユニトレンド株式会社

〒277-0024 千葉県柏市若葉町3-3

TEL04-7167-0501 FAX04-7167-0504

<http://www.unitrend.co.jp>