

アルミ製だから丈夫！

つらくて大変な立ち上がりを楽にする！

三段階高さを調節



おきらく♪
置楽

立ち上がり手すり木目調

居間やベッドなら両手で




玄関など段差があれば片手で



イスからの立ち上がりにも



約1.8kg
軽量で持ち運びOK!




貸与 TAIS コード : 01072-000022

【サイズ(約)】 幅:51cm×奥行:38cm
 【手すり部高さ】 34cm(1段目)・56cm(2段目)
 78・80.5・83cm(3段目)
 【重量(約)】 1.8kg
 【耐荷重(約)】 100kg
 【材質】 本体:アルミ、クッション:EVA樹脂
 【原産国】 日本

おきらく♪
置楽

立ち上がり手すりトイレ用



壁面との固定アジャスターは、ストッパーのボルトで固定でき、安定感があり安心。

【サイズ(約)】 幅:55.5×奥行 28~34×高さ 61~64cm
 【重量(約)】 2.5kg
 【耐荷重(約)】 80kg
 【材質】 フレーム部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、
 手すり部:MDF[繊維板](ラッカー塗装)
 【原産国】 台湾

【販売元】
 〒277-0023
 千葉県柏市中央2丁目9番16号
 ユニトレンド株式会社
 TEL: 04-7167-0501
 URL: <http://www.unitrend.co.jp>