


使い捨てトイレパック ユニパック シリーズ



ポータブルトイレを より便利に使いやすく

★排泄時の音をカット

★介助者の手間をカット

★臭いの発生を抑制

★精神的負担の軽減

3タイプからお選び頂けます

薄型使い捨てタイプ

薄型使い捨て消臭プラス

大容量吸水タイプ



20枚入
参考価格 2,500円



20枚入
参考価格 2,800円



30枚1ヶ月パック
参考価格 5,400円



14枚入2週間パック
参考価格 2,800円



7枚入1週間パック
参考価格 1,400円

※全て税別価格

「広げてかぶせて使うだけ」の簡単使用



吸水シート一体型



トイレにセット



使用後は口を結んで捨てるだけ

※地域のルールに従って処分してください。

【大容量吸水タイプ】

吸水量 約 1.5L
袋サイズ 48cm×61cm 厚み 50μ
材質 袋：ポリエチレン
吸水シート：高分子吸水ポリマー

【薄型使い捨てタイプ、同消臭プラス】

吸水量 約 500ml
袋サイズ 55cm×65cm 厚み 30μ
材質 袋：ポリエチレン
吸水シート：高分子吸水ポリマー
(消臭プラスは緑茶葉、活性炭入り)



ユニトレンド株式会社

04-7167-0501

<http://www.unitrend.co.jp>