

アルミ製  
だから  
丈夫!

# つらくて大変な立ち上がりを楽にする!

おきらく♪  
**置楽**

## 立ち上がり手すり

三段階高で調節



居間や  
ベッドなら  
両手で



玄関など  
段差があれば  
片手で



イスからの  
立ち上がり  
にも



約1.8kg  
軽量で持ち  
運びOK!



貸与

TAISコード：01072-000031

【サイズ(約)】 幅:50.5cm×奥行:39cm  
【手すり部高さ】 34cm(1段目)・57cm(2段目)  
80・82.5・85cm(3段目)

【重量(約)】 1.8kg  
【耐荷重(約)】 100kg  
【材質】 本体:アルミ、クッション:EVA樹脂  
【品番】 TAT-003  
【原産国】 日本

おきらく♪  
**置楽**


## 立ち上がり手すりトイレ用



前が壁なら前にも設置できます

軽量  
約2kg

軽いからお掃除ラクラク



壁面との固定アジャスターは、ストッパーのボルトで固定でき、安定感があり安心。



【サイズ(約)】 幅:55.5×奥行28~34×高さ61~64cm  
【重量(約)】 2.5kg  
【耐荷重(約)】 80kg  
【材質】 フレーム部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、  
手すり部:MDF[繊維板](ラッカー塗装)  
【品番】 TAT-002T  
【原産国】 台湾

【販売元】  
〒277-0023  
千葉県柏市中央2丁目9番16号  
ユニットrend株式会社  
TEL:04-7167-0501  
URL: <http://www.unitrend.co.jp>