

アルミ製
だから
丈夫!

つらくて大変な立ち上がりを楽にする!

おきらく♪
置楽

立ち上がり手すり

三段階高さ調節



居間や
ベッドなら
両手で



玄関など
段差があれば
片手で



イスからの
立ち上がり
にも



約1.8kg
軽量で持ち
運びOK!



貸与

TAISコード：01072-000031

【サイズ(約)】 幅:50.5cm×奥行:39cm
【手すり部高さ】 34cm(1段目)・57cm(2段目)
80・82.5・85cm(3段目)

【重量(約)】 1.8kg
【耐荷重(約)】 100kg
【材質】 本体:アルミ、クッション:EVA樹脂
【品番】 TAT-003
【原産国】 日本

おきらく♪
置楽

立ち上がり手すりトイレ用



前が壁なら前にも設置できます

軽量
約2.5kg

軽いからお掃除ラクラク



壁面との固定アジャスターは、ストッパーのボルトで固定でき、安定感があり安心。

【サイズ(約)】 幅:55.5×奥行 28~34×高さ 61~64cm
【重量(約)】 2.5kg
【耐荷重(約)】 100kg
【材質】 フレーム部:スチール(エポキシ樹脂塗装)、
手すり部:パイン材
【品番】 TAT-002T
【原産国】 中国

【販売元】
〒277-0023
千葉県柏市中央2丁目9番16号
ユニットトレンド株式会社
TEL: 04-7167-0501
URL: <http://www.unitrend.co.jp>