


UNI-TOILET

ユニットイレ・安心



ユニットイレ・安心はアルミニウム製で、いつでも・どこでも・だれにでも簡単に設置ができます。肘掛け、背もたれ付きで5段階の高さ調節も可能です。どなたでも安心してご使用いただける、介護、防災用ポータブルトイレです。



 組立てに工具は一切必要ありません

ポータブルトイレ用吸水パック「ユニットイレパック」(別売)と併せてご利用ください。
※ユニットイレパック1枚で成人1日分(約1,500cc)の吸水が可能です。



介護用として

付属のポリバケツをご使用になると、ユニットイレパックなしでも快適にご使用いただけます。

- 仕様
- ・寸法
- 使用時 幅 530mm
- 奥行 440mm
- 座面高さ 400~500mm (5段階調節可能)
- 折りたたみ時
- 幅 530mm
- 奥行 780mm
- 高さ(厚さ) 180mm
- ・重量 約4Kg(アルミニウム製)
- ・付属品 網バケツ、ポリバケツ、ユニットイレパック
- ・耐荷重 約150Kg
- ・材質 便座、便座蓋:ポリプロピレン



災害時には、マンホールガイド(別売)を取付けて、マンホールトイレとしてもご使用いただけます。



屋外では別売のユニテントDXと併せてご使用ください。



姉妹品(ユニットイレシリーズ)設置、折たたみがワンタッチ式の【ユニットイレ・ミニ】もご利用ください。

- ご使用上の注意
- ・組立て(折たたみ)の際、指等を挟まないよう注意してください。