

回転シャワーチェア

極楽



SCK-002



オレンジ

SCK-002OR




ブルー


SCK-002BL

ストッパー解除レバーを押して座面を回転、楽に安定して方向変換ができます。90度毎にストッパーが効くので好きな方向を向いて洗ったり、浴槽に向かって立ち上がるなど、洗い場での負担を軽減します。利用者や介助者の都合に合わせて、レバーの位置は座面の前後左右どこにでも配置できます。

座面を回転させて、お好きな方向で固定！
(座面は360度回転しますが90度ごとに固定できます)



商品情報



商品名	回転シャワーチェア 極楽
品番	オレンジ SCK-002OR ブルー SCK-002BL
TAISJ -ド	オレンジ 01072-000033 ブルー 01072-000034
JANJ -ド	オレンジ 4562192571462 ブルー 4562192571479
商品重量	約 4.6kg
材質	アルミ、ステンレス、 ポリエチレン、EVA
最大使用者体重	90kg
希望小売価格	27,000 円 (税別)



商品情報

- ①全体幅②全体奥行き③全体高さ④背もたれ高さ⑤グリップ内幅
⑥座面幅 (同奥行き)⑦グリップ高さ⑧座面高さ

手が不自由な方でも操作しやすい
大きなストッパー解除レバー。

ストッパー解除レバーは、座面の
前後左右どこにでも配置できます。

使う方の状態に合わせて、グリップ
を外して使う事も可能です。



座面左にした場合



お問い合わせ

ユニトレンド株式会社
〒277-0023 千葉県柏市中央 2-9-16
TEL:04-7167-0501