

回転バスボード BBK-001






座面のレバーを押すと回転でき、レバーから手を離すと90度毎にストッパーで固定されます。

実用新案　登録第3153808号




横から見た図




下から見た図


浴槽の外側に段差がある場合




浴槽の内側が傾斜している場合




浴槽内側の湾曲部に設置する場合



セット内容
本体　1
握り手(長)　1
握り手(短)　1
握り手受けネジ　4
握り手差し込み穴フタ　2



サイズ:幅500mm　奥行320mm　高さ300mm
重　量:約5.5kg
材　質:プラスチック、ステンレス、鉄
耐荷重:120kg
TAISコード:01072-000005



UNITREND